


1期治療で使う装置いろいろ

取り外し式の装置



FKO (エフカー)

あごを前方に位置付けて装置を装着し上下のバランスを整えます
学校から帰宅してからつけます(8時間以上が望ましい)



拡大床矯正装置

あごを広げる装置
床に埋め込んだねじでじわじわと広がります



ムーシールド



トレーナー

固定式の装置



リンガルアーチ




ツーバイフォー(部分矯正)



クワードヘリックス


4つのループが広がろうとする力を使って顎の骨を拡大します



1期治療でこう治す



FKOを使用



毎日装置をきちんと使ってくれたので早く1期治療が終わりました
第2大臼歯が生えるのを待って2期治療へと進む予定です



クワードヘリックスと
ツーバイフォーを使用



上あごを拡大することで、受け口だった前歯の咬み合わせがきれいになり、犬歯が入るスペースもできました
クワードヘリックスをはずして1期治療終了です